

VOYAGE



VOYAGE

Belastbarkeit:	181 kg
max. Geschwindigkeit ¹ :	bis zu 15 km/h
Bodenfreiheit ² :	8 cm
Wenderadius:	150 cm
Gesamtlänge ² :	135 cm
Gesamtbreite ² :	63,5 cm
Vorderreifen:	10 cm x 33 cm
Hinterreifen:	10 cm x 33 cm
Federung:	hinten
Reichweite je Ladung ¹ :	bis zu 45 km
Hindernisüberwindung/ Bordsteinkante max.:	10 cm
Gesamtgewicht inkl. Batterien:	125 kg
Schwerstes Teil im zerlegten Zustand:	keine Angabe
Standardsitz:	Typ: großer Kapitänsitz mit Kopfstütze manuell verstellbar Material: graues Vinyl
Antriebssystem:	Hinterradantrieb, abgedichtete Achse, 24-Volt DC-Motor
Duales Bremssystem:	Elektronisch regenerativ und elektromechanische Magnetbremse Handbremse mit Bremsscheiben vorne
Batteriekapazität ³ :	2 x 12 Volt 50 Ah
Batterieladegerät:	8 A, extern

Farben:



Schwarz



Rot



Silber

Ausstattung

- Vollfederung für hohen Fahrkomfort
- Hohe Bodenfreiheit
- Handbremse mit Scheibenbremsen vorne für hohe Sicherheit
- automatisches Front- und Rücklichtsystem in LED-Technik für hohe Signalwirkung
- nicht-markierende, selbstdämpfende Vollgummireifen
- Rückspiegel links und rechts
- ummantelter Delta-Lenker für kontrolliertes Fahren
- Beleuchtete Ladestandanzeige für gute Sichtbarkeit und Ablesbarkeit in jeder Sitzposition
- Komfortabler Sitz, drehbar, längs- und höhenverstellbar
- Lenksäule stufenlos einstellbar
- Ladebuchse für Ladegerät leicht zugänglich am Lenker

Zubehör

- Stock- und Gehilfenhalter
- Sauerstoffflaschenhalter
- Heckkorb
- Abschließbare Heckbox
- Diverse Aufbewahrungstaschen
- Rollatorhalterung
- Wetterabdeckung

¹Variiert je nach Benutzergewicht, Geländeart, Batterieamperestunden (Ah), Batterieaufladung, Batteriezustand und Reifenzustand.

²Aufgrund von Herstellungstoleranzen und kontinuierlicher Produktverbesserung kann diese Spezifikation einer Abweichung von +/- 3% unterliegen.

³AGM oder Gelzelle erforderlich.

Technische Änderungen vorbehalten.

